


## Какой аппарат подходит именно Вам?

Определенная модель для определенного типа нарушения слуха


### Заушные слуховые аппараты



### Миниатюрные заушные слуховые аппараты





Заушные микроаппараты




... Заушные микроаппараты

### Full shell



### Half shell и canal





Больше моделей на следующей странице



## Какими аксессуарами Вы можете пользоваться?

Большой выбор аксессуаров для аппаратов с беспроводными функциями – максимальный комфорт и качество жизни.

### CIC



### Micro CIC



### Аксессуары

#### Smart Control



Пульт дистанционного управления, который позволит Вам управлять целым спектром параметров Вашего слухового аппарата.

#### uDirect\*\*



Беспроводное подключение к мобильным телефонам и другим аудиоустройствам.

#### uTV\*\*



Передача аудиосигнала телевизора прямо в слуховые аппараты при помощи беспроводной связи и uDirect.

#### Пульт ДУ Unitron



Незаметный пульт дистанционного управления позволяет легко и просто регулировать основные параметры слухового аппарата.


#### uDirect 2\*\*



Удобное подключение аудиоустройств и пульт дистанционного управления слуховым аппаратом в одном устройстве.

\*\* Только для аппаратов с беспроводными функциями

## В каких ситуациях Вы испытываете трудности в восприятии звука?



### Почему так важно слышать двумя ушами

- Улучшенная разборчивость речи
- Улучшенное определение местоположения источника звука
- Улучшенное восприятие расстояния до источника звука
- Более высокое качество звука
- Более сбалансированное звучание

unitron. Hearing matters

18+ ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

# Как Вам могут помочь слуховые аппараты

## Современные технологии обеспечивают четкость и комфорт восприятия

### Автоматическая программа с технологией SmartFocus

При изменении акустической ситуации происходит незаметная регулировка настроек слухового аппарата, что позволяет сделать речь более четкой и снизить уровень фонового шума.

### SpeechZone\*

Выделяет зоны, в которых присутствует речь, и обеспечивает оптимальную разборчивость в самых сложных акустических ситуациях благодаря бинауральной пространственной обработке сигналов.

### Самообучение

Аппарат постепенно запоминает Ваши регулировки в различных акустических ситуациях и в дальнейшем применяет их автоматически.

### LearnNow\*

Данная функция позволяет Вашему аппарату мгновенно запоминать регулировки громкости, комфорта и четкости в различных акустических ситуациях.

### Эффект ушной раковины

Коррекция искажений звука, вызванных расположением микрофонов на слуховом аппарате, для обеспечения более естественного звучания.

### Бинауральный телефон\*\*

Функция позволяет слышать телефонный разговор двумя ушами, повышая четкость восприятия речи.

### Естественный баланс звучания

Настройки слухового аппарата непрерывно отслеживаются и регулируются для сохранения естественного качества звучания.

### DuoLink

При выборе программы или уровня громкости на одном из аппаратов изменения автоматически применяются на обоих слуховых аппаратах.

### Технология направленности\*

Улучшает разборчивость речи в шумной обстановке, фокусируясь на источниках звука перед Вами и снижая громкость фоновых шумов, поступающих из других направлений.

### Система подавления обратной связи

Раздражающие звуки (свист) или обратная связь мгновенно подавляются.

### Выделение речи

В повседневных ситуациях слуховой аппарат выделяет речь на фоне других звуков, что повышает четкость и улучшает восприятие речи.

### Шумоподавление

Позволяет снизить уровень громкости фоновых шумов и обеспечивает комфортное восприятие звука.

### AntiShock

Мгновенно подавляет внезапные, резкие звуки, не влияя на качество звучания.

### Подавление шума ветра

Подавляет шум ветра и обеспечивает комфортное восприятие звука.

### Data logging

В режиме реального времени отслеживает и записывает информацию об использовании аппарата, обеспечивая более эффективную последующую настройку.

### MyMusic

Специальная программа для прослушивания музыки, параметры которой регулируются в зависимости от Ваших предпочтений.

### Easy-t\*

Автоматически переключает слуховой аппарат на телефонную программу.

### Easy-DAI\*

Слуховой аппарат автоматически переключается на специальную акустическую программу, как только он определяет устройство, подключенное через прямой аудиовход, например, FM-систему.

\* Наличие функции зависит от модели слухового аппарата. Для получения подробной информации обратитесь к своему специалисту-сурдологу.

\*\* Только для аппаратов с беспроводными функциями.

# Нарушения слуха индивидуальны.

## Как и подбор подходящего слухового аппарата

	Quantum™ Pro / Moxi™ Pro	Quantum 20 / Moxi 20	Quantum 12 / Moxi 12	Quantum 6 / Moxi 6	Quantum E / Moxi E	
Функциональность в различных акустических ситуациях						Речь в тишине
						Просмотр телевизора
						Разговор по телефону
						Семья за обеденным столом
						Разговор в машине
						Магазины или общественные места
						Ресторан
						Лекционная аудитория
						Прослушивание музыки или посещение концерта
						Деловые совещания
						Большие социальные мероприятия
						Использование мобильного телефона с гарнитурой**
					Стереозвук** (различные аудиоустройства, включая телевизор)	
Отличительные особенности	Автоматическая программа со SmartFocus™ (4 акустические ситуации): тишина, речь в шуме, шум и музыка	Автоматическая программа со SmartFocus (4 акустические ситуации): тишина, речь в шуме, шум и музыка	Автоматическая программа со SmartFocus (3 акустические ситуации): тишина, речь в шуме и шум	Автоматическая программа со SmartFocus (2 акустические ситуации): тишина и речь в шуме	До 4 ручных программ, настраиваемых в соответствии с индивидуальными предпочтениями пользователя	Перечисленные ниже технологии используются во всех продуктах Unitron: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Система подавления обратной связи</li> <li>• Выделение речи и шумоподавление (как часть технологии SmartFocus)</li> <li>• AntiShock™</li> <li>• Подавление шума ветра</li> <li>• Data logging</li> <li>• MyMusic™</li> <li>• Easy-t*</li> <li>• Easy-DAI*</li> </ul>
	SpeechZone™	✘ Недоступно	✘ Недоступно	✘ Недоступно	✘ Недоступно	
	Самообучение	Самообучение	Самообучение	✘ Недоступно	✘ Недоступно	
	LearnNow™	LearnNow™	✘ Недоступно	✘ Недоступно	✘ Недоступно	
	Эффект ушной раковины	Эффект ушной раковины	✘ Недоступно	✘ Недоступно	✘ Недоступно	
	Бинауральный телефон**	Бинауральный телефон**	Бинауральный телефон**	✘ Недоступно	✘ Недоступно	
	Естественный баланс звучания	Естественный баланс звучания	Естественный баланс звучания	Естественный баланс звучания	Естественный баланс звучания	
DuoLink	DuoLink	DuoLink	DuoLink	DuoLink		
Многополосная адаптивная направленность*	Многополосная адаптивная направленность*	Многополосная адаптивная направленность*	Многополосная адаптивная направленность*	Адаптивная направленность*		
Аксессуары*	Smart Control	Пульт ДУ Unitron	Smart Control	Пульт ДУ Unitron	Smart Control	Пульт ДУ Unitron
	uDirect™	uTV™	uDirect	uTV	uDirect	uTV
	uDirect 2™	uTV 2™	uDirect 2	uTV 2	uDirect 2	uTV 2