

Era – платформа, созданная для великих свершений

Портфолио

Потому что слышать – главное

Вот уже почти полвека мы черпаем вдохновение в реальной жизни, создавая эффективные и инновационные решения для людей с нарушением слуха. Мы представляем независимый бренд группы компаний Sonova, мирового лидера в области коррекции слуха. Для создания наших высокотехнологичных слуховых аппаратов мы используем всю глубину наших знаний и опыта в сфере аудиологии.

Мы гордимся не только нашим опытом, но и нашими людьми: сотрудниками и партнерами компании Unitron по всему миру, которые работают совместно со специалистами-аудиологами, помогая облегчить жизнь людей с нарушением слуха.

Мы сфокусированы на том, что действительно важно

Улучшение разборчивости речи в шуме и качества звучания являются основными параметрами для пользователей слуховых аппаратов. Аудиологов и инженеров нашей компании объединяет активное стремление найти решения, которые будут отвечать самым актуальным потребностям пользователей. Эти решения вносят существенный вклад в развитие индустрии слухопротезирования. Потому что слышать – главное.

Наши инновации основаны на самой современной технологической платформе

Мы – на службе у специалистов-сурдологов и пользователей слуховых аппаратов. Мы применяем инновационный подход к решению реальных повседневных задач, с которыми сталкиваются люди с ослабленным слухом. Специалисты нашего независимого Исследовательского центра в Канаде используют научный потенциал группы компаний Sonova и разрабатывают патентованные технологии на базе самой современной платформы.




Era – эпоха МОЩНОГО естественного звучания

Платформа Era™ открывает новое
высококачественное звучание

Разработана группой Sonova и доведена до
совершенства компанией Unitron

Значительно увеличены скорость обработки сигнала,
мощность и объем памяти – огромный шаг вперед,
к высококачественному звуку и эффективным
автоматическим программам

Платформа Era меняет традиционные представления
о слуховых аппаратах. Ваши клиенты смогут
насладиться естественным звучанием, каким
оно было задумано природой.



В центре нашего внимания – самое главное

Слышать – самое главное для компании Unitron. Но нам недостаточно просто сделать звучание лучше. Мы стремимся постоянно совершенствовать наши технологии, чтобы сделать восприятие звука максимально естественным.


Оптимальная разборчивость в шуме

Пользователи хотят понимать, что им говорят в шуме. Поэтому мы уделили особое внимание этому вопросу.

Для решения проблемы разборчивости речи в шуме мы создали новую автоматическую программу с незаметными переходами при смене акустических ситуаций. Пользователь просто наслаждается естественным звучанием! Возможности автоматической программы расширяет технология SmartFocus™, которая обеспечивает оптимальную разборчивость речи или комфортное звучание в зависимости от ситуации.

Даже в самых трудных акустических ситуациях

Для самых сложных акустических ситуаций мы создали технологию SpeechZone™. Благодаря мощной бинауральной пространственной обработке сигналов SpeechZone™ активирует максимальную направленность – как только слуховые аппараты определяют, что источник речи находится перед пользователем. Технология SpeechZone™ выделяет зоны, в которых присутствует речь, чтобы беседы стали еще непринужденнее.



Потрясающее качество звучания и комфорт

Ваши клиенты не заметят работы новейших технологий, они будут просто наслаждаться непревзойденным комфортом и высоким качеством звучания – каким оно задумано природой.

Функция «Естественный баланс звучания» создает единое чистое сбалансированное звучание при одновременном присутствии естественного и усиленного слуховыми аппаратами звуковых сигналов.

Функция «Эффект ушной раковины» воссоздает способность к локализации звука, обеспечивая более естественное звучание.

Высокий уровень комфорта при первом надевании. Оптимальный конечный результат

Новым пользователям всегда необходимо привыкать к слуховым аппаратам. Функция «Автоматическое управление адаптацией» помогает пользователям с небольшим стажем или отсутствием опыта ношения слуховых аппаратов постепенно переходить от комфортной первой настройки к оптимальному усилению, обеспечивая тем самым разборчивость речи с первого дня.

Мохі – новый уровень открытого протезирования

Слуховые аппараты Мохі™ на новой платформе Era – великолепные миниатюрные аппараты с технологией CRT. Мохі™ не ограничивается привлекательным дизайном, а предлагает улучшенную разборчивость речи в шуме, автоматическую функциональность и непревзойденно комфортное звучание.



Мохі Pro



Мохі

Мохі Pro

Слуховые аппараты премиум-класса Мохі Pro оснащены самыми передовыми технологиями, которые делают речь разборчивой даже в самых сложных акустических ситуациях.

Мохі 20

Улучшенная автоматическая функциональность слуховых аппаратов Мохі 20 обеспечит исключительное качество звучания, которое оценят даже самые требовательные клиенты.

Мохі 12

Автоматические функции слуховых аппаратов Мохі 12 подарят превосходное качество звучания пользователям, ведущим активный образ жизни.

Мохі 6

Доступный вариант – Мохі 6 – создан для клиентов, которые большую часть времени находятся в тихой обстановке, но хотят пользоваться беспроводными функциями.




Мохі E

Мохі E™ – самый доступный представитель семейства Мохі. Это аппарат начального уровня, который воплотил в себе самые важные функции платформы Era, обеспечивающие высококачественное естественное звучание.

Максимальная гибкость настройки

Тип ресивера:	Стандартный (xS)	Мощный (xP)	Сверхмощный (xSP)
Мощность/Усиление (2cc)	112/45	126/55	129/61
Открытый вкладыш	•	•	
Закрытый вкладыш	•	•	
Мощный вкладыш	•	•	
Sleeve mold	•		
Power shell		•	
cShell	•	•	•

Диапазон настройки



Мохі – краткий обзор

Четыре уровня технологии. Новая функция премиум-класса. Беспроводные функции для всех аппаратов серии.

Основные параметры	Pro	20	12	6	E
Каналы / Полосы	20	20	12	6	6
Стратегия обработки сигнала	WDRC или линейная	WDRC или линейная	WDRC или линейная	WDRC или линейная	WDRC или линейная

Отличительные функции

SpeechZone™	•				
Автоматическая программа со SmartFocus™	Автоматическая 4	Автоматическая 4	Автоматическая 3	Автоматическая 2	
Пользовательское управление SmartFocus™	•	•	•		
Автоматическое управление адаптацией	•	•	•	•	•
Эффект ушной раковины	•	•			
LearnNow™	•	•			
Самообучение	•	•	•		
Бинауральный телефон	•	•	•		
Естественный баланс звучания	•	•	•	•	•
AntiShock™	•	•	•	•	•

Аксессуары (опционально)

Пульт ДУ	•	•	•	•	•
Пульт ДУ Smart Control	•	•	•	•	•
uDirect™ 2	•	•	•	•	
uTV™ 2	•	•	•	•	

Во всех слуховых аппаратах:

- До трех ручных программ
- Три беспроводные программы
- Система подавления обратной связи
- Data logging
- Система подавления шума ветра
- DuoLink
- Беспроводное программирование с iCube
- Нанопокрытие



Аппараты Мохі показаны в натуральную величину

Новая эра высококачественного звука с аппаратами Quantum

Как это было задумано природой



Quantum Pro




Quantum

Функциональность Quantum

Заушные (BTE) модели

Тип:	Micro	Standard	High Power
Мощность / Усиление 2сс рожок с демпфером	133/57	129/60	133/70
Мощность / Усиление 2сс тонкий звуковод	126/54	124/53	130/65
Размер батареи	312	13	13
Нанопокрытие	•	•	•

Диапазон настройки




Внутриушные (ITE) модели

Размер батареи:	13	312	10A
Мощность / Усиление (2сс)			
М (средней мощности)	112/40	112/40	112/40
Р (мощный)	117/50	117/50	117/50
НР (высокомощный)	122/60	122/60	122/60
SP (сверхмощный)	130/70	130/70	130/70

Беспроводные функции

Многополосная адаптивная направленность

Диапазон настройки



Quantum – краткий обзор

Четыре уровня технологии. Новая функция премиум-класса. Беспроводные функции для всех аппаратов серии.

Основные параметры	Pro	20	12	6	E
Каналы / Полосы	20	20	12	6	6
Стратегия обработки сигнала	WDRC или линейная	WDRC или линейная	WDRC или линейная	WDRC или линейная	WDRC или линейная
Отличительные функции					
SpeechZone™	•				
Автоматическая программа со SmartFocus™	Автоматическая 4	Автоматическая 4	Автоматическая 3	Автоматическая 2	
Пользовательское управление SmartFocus™	•	•	•		
Автоматическое управление адаптацией	•	•	•	•	•
Эффект ушной раковины	•	•			
LearnNow™	•	•			
Самообучение	•	•	•		
Бинауральный телефон	•	•	•		
Естественный баланс звучания	•	•	•	•	•
AntiShock™	•	•	•	•	•
Аксессуары (опционально)					
Пульт ДУ	•	•	•	•	•
Пульт ДУ Smart Control	•	•	•	•	•
uDirect™ 2	•	•	•	•	•
uTV™ 2	•	•	•	•	•

Во всех слуховых аппаратах:

- До трех ручных программ
- Три беспроводные программы
- Система подавления обратной связи
- Data logging
- Система подавления шума ветра
- DuoLink
- Беспроводное программирование с iCube
- Нанопокрытие

Свобода ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Беспроводные аксессуары откроют для Ваших клиентов качественно новое измерение в мире звуков. Компания Unitron предлагает широкий ассортимент удобных и простых в использовании аксессуаров для различных целей – от свободного подключения к устройствам до комфортного управления функциями слуховых аппаратов.

Слуховые аппараты Quantum™ на платформе Era обеспечивают четкость речи в шуме даже в самых сложных ситуациях. Автоматическая программа, интуитивно подстраивающаяся под изменения окружающего звукового пространства, и красивое мелодичное звучание – это то, что может дать Вашим клиентам «естественный» звук. Где бы они ни находились.

Quantum Pro

Слуховые аппараты премиум-класса Quantum Pro оснащены самыми передовыми технологиями, которые делают речь разборчивой даже в самых сложных акустических ситуациях.

Quantum 20

Улучшенная автоматическая функциональность аппаратов Quantum 20 обеспечит исключительное качество звучания, которое оценят даже самые требовательные клиенты.

Quantum 12

Автоматические функции аппаратов Quantum 12 обеспечат превосходное качество звучания для пользователей, ведущих активный образ жизни.

Quantum 6

Доступный аппарат Quantum 6 – для клиентов, которые предпочитают находиться в тихой обстановке, но также пользуются беспроводными технологиями.

Quantum E

Quantum E™ – самый доступный представитель семейства Quantum. В нём реализованы основные технологии платформы Era, благодаря которым аппарат звучит естественно. В Quantum E также сохранена базовая беспроводная функциональность



Аппараты показаны в натуральную величину

Подключайтесь. Управляйте. Наслаждайтесь

uDirect™ 2 обеспечивает непрерывное соединение с мобильными телефонами, телевизором, FM-приемниками и MP3-плеерами, передавая звук непосредственно в слуховые аппараты. Устройство также действует как пульт дистанционного управления для быстрого доступа к переключению программ, громкости и SmartFocus.

Телевизор – как он и должен звучать

uTV™ 2 передает стереозвучание телевизора непосредственно в слуховые аппараты с помощью беспроводного подключения и uDirect2. Пользователи смогут легко регулировать громкость. uTV2 также служит подставкой и зарядным устройством для uDirect2, когда оно не используется.



Новый уровень контроля

С помощью этого пульта дистанционного управления Ваши клиенты смогут регулировать различные параметры слухового аппарата, в том числе баланс комфорта и четкости в режиме реального времени.



Основные функции – одним нажатием кнопки

Отличное решение для клиентов, которым нужен незаметный, простой в использовании пульт дистанционного управления, с помощью которого можно изменять параметры основных функций.



Программирование стало еще проще

Устройство iCube позволяет настраивать слуховые аппараты с беспроводными функциями без лишних проводов.



Просто, быстро. TrueFit

С новым программным обеспечением TrueFit настройка слуховых аппаратов стала еще проще, потому что Unitron ценит Ваше время и время Ваших клиентов.

TrueFit – новый подход к настройке

Процесс настройки аппаратов в программе TrueFit разработан совместно со специалистами-сурдологами и основан на самых распространенных и удобных алгоритмах работы профессионалов

Интуитивно понятный интерфейс делает процесс настройки слуховых аппаратов еще более быстрым и эффективным


Гибкость и адаптивность – больше возможностей для индивидуальной настройки

Полный контроль – множество параметров для идеальной настройки даже в самых сложных случаях

Клиентоориентированность – инструменты и опции, делающие процесс настройки и консультирование простым и понятным для пользователя

Успешная настройка. Еще проще

Для заметок





Аппараты показаны в натуральную величину

Комфорт людей с ослабленным слухом и тех, кто о них заботится, – приоритет нашей работы. Мы постоянно стремимся упростить и облегчить жизнь людей и сделать эти решения максимально доступными для всех. Потому что слышать – главное.

A/11-046 028-5988-02